

CuratOR® EX4942

HDR (PQ) (HLG)

HDR HDR

IP32) IP45

VESA

EX4942 25 VESA


12G-SDI BNC DisplayPort HDMI 60 4K UHD 12G-SDI BNC 30

12G-SDI BNC DisplayPort DM


规格

型号	E 4942	
色	白色	
面板	类型	TFT Color-LCD Panel (IPS)
	背光	LED
	尺寸	124.5 cm / 49"
	显示尺寸 (H x V)	3840 x 2160 (16:9 长宽比) 1073.8 x 604 mm
	像素间距	0.279 x 0.279 mm
	显示色彩	10-bit colors (SDI): 1.07 billion colors (maximum) 8-bit colors: 16.77 million colors
	(H / V,)	178° / 178°
	亮度 (标准)	700 cd/m ²
	对比度 (标准)	1100:1
	响应时间 (标准)	8 ms (灰-灰)
广色域覆盖 (典型)	BT.2020 模拟	
视频信号	输入端口	BNC (3G-SDI), BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort, HDMI
	输出端口 (环形输出)	BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort
功率	功率要求	100 - 240 V: 50 - 60 Hz 160 W
OSD 语言	English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Portuguese	
特点和功能	PbyP (画边画), PinP (画中画), 自动输入检测, 伽玛开关, 色温开关, 远程控制 (RS-232C)	
物理规格	保护屏	硬度 9H, 层压玻璃
	净重	.25 kg
	屏占比	90.2%
	安装孔距 (VESA标准)	400 x 200 mm, M8, 深度 11 - 16 mm
IP45 (正面), IP32 (背面)		
认证与标准 (有关最新信息, 请联系艺卓中国)	CE / UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC/EN 60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC	
配套附件 (可能因国家而异。有关详细信息, 请联系艺卓中国。)	AC电源适配器, 线缆盖, 监视器安装螺丝 x 4, 光盘 (使用说明、安装手册)	
可选的配件	壁挂式安装支架 FWM6300	

尺寸 (mm)



连接端口



您将在这里找到您的EIZO联系伙伴:
<https://www.eizo-or.com/contact>

EIZO、EIZO标志和CuratOR是EIZO公司在日本和其他国家的注册商标。术语HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface, 以及HDMI标识是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他公司名称、产品名称和标志是其各自所有者的商标或注册商标。规格如有变化, 恕不另行通知。