

19英寸高亮度彩色显示器，用于准确显示和诊断医疗环境中的图像

完美的图像再现

使用的面板技术可实现无失真的图像几何形状、高对比度值和广视角。该显示器提供无闪烁的画面，即使在低刷新率下也能满足最严格的人体工程学要求。



不同信号分辨率的显示

最佳的屏幕分辨率是1280 x 1024像素。其他分辨率的视频信号，在医疗技术中很常见，会自动适应屏幕尺寸。另外，它们也可以以原始尺寸(1:1)显示。



