

EIZO erweitert sein CuratOR Surgical Panel Portfolio mit sieben 4K Touchscreen Modellen

Rülzheim, Deutschland, 26. Oktober 2021 – Die EIZO GmbH kündigt heute eine Reihe neuer Standardmodelle der CuratOR Surgical Panel mit 4K UHD Auflösung, neuartiger LUT-Umschaltung und Touchscreen-Optionen sowie einer optionalen intuitiven Videomanagement-Funktion an. Die Surgical Panel von EIZO ermöglichen es, den intraoperativen Workflow im Operationsaal (OP) von einer zentralen Stelle aus zu bedienen.



CuratOR Surgical Panel

Folgende neue 4K Standardmodelle sind verfügbar:

- SP1-324K: Betrachtungsstation mit eingebautem 32" 4K Monitor
- SP1-434K: Betrachtungsstation mit eingebautem 43" 4K Monitor
- SP1-494K: Betrachtungsstation mit eingebautem 49" 4K Monitor
- SP1-554K: Betrachtungsstation mit eingebautem 55" 4K Monitor
- SP1-654K: Betrachtungsstation mit eingebautem 65" 4K Monitor
- SP2-24-494K: KIS Station mit zwei eingebauten Monitoren (24" Full HD und 49" 4K)
- SP2-24-554K: KIS Station mit zwei eingebauten Monitoren (24" Full HD und 55" 4K)

Die neue Surgical Panel Serie bietet eine Auflösung von 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) in bewährtem Design. Damit reagiert EIZO auf die steigende Anzahl an hochauflösenden Bildgebern im OP. Jedes 4K Surgical Panel ist standardmäßig mit einer leicht zu erreichenden LUT-Umschaltung ausgestattet. Durch einfachen Tasterdruck kann eine von fünf vordefinierten Lookup Tabellen ausgewählt werden. Dadurch können unterschiedliche medizinische Bilder und Videos mit optimalen Betrachtungseinstellungen angezeigt werden.

Sowohl die neuen als auch die bestehenden CuratOR Surgical Panel Standardmodelle können mit kapazitiven Touchscreens ausgestattet werden, um die intuitive Bedienung von Software im OP zu erleichtern. Ein modularer Innenaufbau ermöglicht eine kundenspezifische Konfiguration. So kann jedes 4K Surgical Panel optional mit der Videomanagement-Funktion VMbasic ausgestattet werden. Per Taster kann die Darstellung zwischen den intern oder an der Vorderseite angeschlossenen Videosignalen einfach umgeschaltet werden. Zwei weitere Taster ermöglichen die Auswahl von voreingestellten Layouts und die Auswahl des aktiven Fensters.

Die Surgical Panel verfügen standardmäßig über frontseitige USB-Anschlüsse zum Anschließen von Peripheriegeräten. Außerdem besteht die Option, zusätzliche Schnittstellen am Frontrahmen zu integrieren. Diese können individuell mit den verfügbaren Eingängen im Videomanagement verbunden werden. Über die Standardmodelle hinaus gibt es eine Vielzahl weitere, frei konfigurierbare Varianten. So können Anzahl und Größe der Monitore, Material und Farbe, integriertes Zubehör, Schnittstellen sowie PC und IT-Komponenten je nach Kundenwunsch oder Anforderungen im OP-Saal gewählt werden. Über die Surgical Panel kann außerdem die EIZO Software zur OP-Integration CuratOR Caliop optimal bedient werden.



Besucher der Medica 2021 vom 15.-18. November in Düsseldorf können sich eine Auswahl der neuen Surgical Panel auf dem EIZO Stand, Halle 10, Standnummer H41 ansehen.

Über EIZO GmbH

Die EIZO GmbH, mit Hauptsitz in Rülzheim (Pfalz), Deutschland, ist ein führender Hersteller von visuellen Lösungen für Anwendungen in der medizinischen Bildgebung. Das Unternehmensportfolio umfasst eine breite Palette von Monitoren, Videomanagementsystemen und Zubehörprodukten. Die EIZO GmbH ist ein Unternehmen der EIZO Corporation, einem weltweit führenden Konzern, das umfassende visuelle Lösungen mit Produkten wie Monitore, Software, Lösungen zur Videoerfassung, -verarbeitung und -verteilung, sowie Kameras und fortschrittliche integrierte Technologien anbietet. Diese sind ausgerichtet auf die speziellen Anforderungen von Geschäftskunden aus kreativen Branchen, dem Gesundheitswesen, der Flugsicherung, der Seefahrt, der Sicherheits- und Überwachung-Branche und weiteren.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:

EIZO GmbH
Carl-Benz-Str. 3
76761 Rülzheim
Deutschland
Tel: +49 7272 9850-0
<https://www.eizo-or.com>
dt-contact@eizo.com

EIZO, das EIZO Logo, und CuratOR sind eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan und in weiteren Ländern. Alle anderen Namen von Unternehmen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.